

1024562 - Sterican® - aiguilles d'insulines - 27G x 1/2" - gris - 1 x 100 pcs



Déscription

Les aiguilles hypodermiques Sterican® avec connecteur Luer-Lock ont une paroi fine avec une surface lisse et une légère couche de silicone. Ces aiguilles garantissent une douleur minimale lors de la ponction. Le connecteur est doté d'un code couleur conforme aux normes ISO.

Spécifications

Marque	Braun
Composition	Aiguille: acier inoxydable, connexion Luer-Lock: polypropylène
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Longueur de l'aiguille	12 mm
Diamètre aiguille	0.4 mm
sku	1024562
Couleur	Gris
Dimensions	27G x 1/2"
Dimensions en mm	0,40 x 12 mm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte