

## 1024562 - Sterican® - aiguilles d'insulines - 27G x 1/2" - gris - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les aiguilles hypodermiques Sterican® avec connecteur Luer-Lock ont une paroi fine avec une surface lisse et une légère couche de silicone. Ces aiguilles garantissent une douleur minimale lors de la ponction. Le connecteur est doté d'un code couleur conforme aux normes ISO.

## Spécifications

Marque	Braun
Composition	Aiguille: acier inoxydable, connexion Luer-Lock: polypropylène
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	12 mm
Diamètre aiguille	0.4 mm
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1024562
Couleur	Gris
Dimensions	27G x 1/2"
Dimensions en mm	0,40 x 12 mm
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte