

1600149 - Maimed® set à pansement 7 - stéril - 1 x 100 pcs



Déscription

Le set stérile MaiMed® 7 convient à une utilisation quotidienne dans le soin des plaies, pour le traitement des plaies externes.

Le set de pansement se compose de :

- 5 x compresses de gaze 20 x 20 cm; 100% coton
- 1 x champ stéril bleu 2-plis, 45 x 45 cm
- 1 x pince verte

Spécifications

Marque	Maimed
Contenu des sets stériles	Compresse de gaze: 5pcs, champ: 1pc, pince: 1pc
sku	1600149
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte