

1554407 - CARE Telis RS - vélo couché



Déscription

Ce vélo semi-allongé est adapté aussi bien aux séances de cardio que pour la rééducation. Avec sa masse d'inertie, il offre un grand confort de pédalage, qui s'accompagne d'un système de résistance électromagnétique réglable sur 32 niveaux et d'un compteur 7 fonctions.

Caractéristiques:

- Résistance électromagnétique sur 32 niveaux
- Large ouverture du châssis pour faciliter l'accès
- Très confortable avec ses multiples réglages
- Siège et dossier micro à réglage précis
- 24 programmes d'entraînements et mémoire utilisateur

Spécifications

Marque	Care Fitness
sku	1554407
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Type d'emballage	Pièce