

## 1627451 - QualiBelly Advanced Pediatric - abdominale support - hoogte 15 cm - kind



### Déscription

La **QualiBelly Advanced Pediatric** est la version pédiatrique spécialement développée de la bande de compression brevetée QualiBelly Advanced. Cette ceinture abdominale postopératoire offre aux jeunes patients la **sécurité, le soutien et le confort** dont ils ont besoin pendant leur rétablissement après une **intervention chirurgicale abdominale**.

Après une intervention chirurgicale, les enfants ont besoin non seulement d'une protection efficace de la plaie, mais également d'une solution qui les aide à bouger plus confortablement, à respirer plus facilement et à reprendre leurs activités quotidiennes plus rapidement. Grâce à sa compression réglable individuellement, la QualiBelly Advanced Pediatric soutient la paroi abdominale de manière douce mais efficace, contribuant ainsi à réduire la douleur, l'enflure et l'inconfort.

Sa conception unique avec **des bandes réglables individuellement** permet d'adapter précisément la compression à l'anatomie de l'enfant, à l'emplacement de l'incision et aux besoins spécifiques de récupération. Cela favorise la mobilité, facilite les soins de la plaie et contribue à maintenir des conditions optimales autour du site opératoire.

Ultra légère, respirante et sans latex, cette ceinture abdominale offre un soutien dorsal et aide à maintenir une posture correcte pendant la convalescence. Grâce à sa compression réglable individuellement, la QualiBelly Advanced Pediatric accompagne les jeunes patients de manière sûre, confortable et active tout au long de leur période de récupération postopératoire.

### Caractéristiques :

- Matériau ultra-léger, sans latex, respirant
- Aide à maintenir des conditions locales favorables dans la zone chirurgicale
- Permet un accès facile pour les soins de la plaie
- Compression réglable individuellement sur chaque bande
- Exerce une pression douce sur les muscles abdominaux douloureux
- Réduit l'inconfort, les ecchymoses et les gonflements
- Fermeture frontale réglable
- Soutien du dos et meilleure posture

- Favorise une respiration et des mouvements confortables
- Compatible avec les poches de stomie
- Permet le passage des drains entre les bandes sans compression

## Spécifications

<b>Marque</b>	Qualiteam
	ea8ada86c8d451afba9b83b73f39b81e
<b>sku</b>	1627451
<b>Circonférence</b>	50 - 65 cm
<b>Hauteur de bandage de soutien</b>	15 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce