

1627451 - QualiBelly Advanced Pediatric - abdominale support - hoogte 15 cm - kind



Déscription

Soutien abdominal doux pour les enfants après une opération abdominale

QualiBelly Advanced Pediatric soutient l'abdomen de votre enfant de manière douce et ajustable. Le bandage aide votre enfant à se sentir plus en sécurité et plus à l'aise lorsqu'il bouge, respire et se remet de son opération.

Pourquoi les parents choisissent ce produit :

Matériau léger et respirant. Compression réglable par sangle. Accès facile pour les soins de la plaie. Convient en cas de drains ou de stomies. Disponible en version à 2 ou 3 sangles, selon la taille de l'enfant.

La **QualiBelly Advanced Pediatric** est la version pédiatrique spécialement développée de la bande de compression brevetée QualiBelly Advanced. Cette ceinture abdominale postopératoire offre aux jeunes patients la **sécurité, le soutien et le confort** dont ils ont besoin pendant leur rétablissement après une **intervention chirurgicale abdominale**.

Après une intervention chirurgicale, les enfants ont besoin non seulement d'une protection efficace de la plaie, mais également d'une solution qui les aide à bouger plus confortablement, à respirer plus facilement et à reprendre leurs activités quotidiennes plus rapidement. Grâce à sa compression réglable individuellement, la QualiBelly Advanced Pediatric soutient la paroi abdominale de manière douce mais efficace, contribuant ainsi à réduire la douleur, l'enflure et l'inconfort.

Sa conception unique avec **des bandes réglables individuellement** permet d'adapter précisément la compression à l'anatomie de l'enfant, à l'emplacement de l'incision et aux besoins spécifiques de récupération. Cela favorise la mobilité, facilite les soins de la plaie et contribue à maintenir des conditions optimales autour du site opératoire.

Ultra légère, respirante et sans latex, cette ceinture abdominale offre un soutien dorsal et aide à maintenir une posture correcte pendant la convalescence. Grâce à sa compression réglable individuellement, la QualiBelly Advanced Pediatric accompagne les jeunes patients de manière sûre, confortable et active tout au long de leur période de récupération postopératoire.

Caractéristiques :

- Matériau ultra-léger, sans latex, respirant
- Aide à maintenir des conditions locales favorables dans la zone chirurgicale
- Permet un accès facile pour les soins de la plaie
- Compression réglable individuellement sur chaque bande
- Exerce une pression douce sur les muscles abdominaux douloureux
- Réduit l'inconfort, les ecchymoses et les gonflements
- Fermeture frontale réglable
- Soutien du dos et meilleure posture
- Favorise une respiration et des mouvements confortables
- Compatible avec les poches de stomie
- Permet le passage des drains entre les bandes sans compression

Spécifications

Marque	Qualiteam
	ea8ada86c8d451afba9b83b73f39b81e
sku	1627451
Circonférence	50 - 65 cm
Hauteur de bandage de soutien	15 cm
Type d'emballage	Pièce