

1550877 - Molift RgoSling HighBack Padded - avec boucles - XS - 1 pc



Déscription

Le sangle Molift RgoSling HighBack est un sangle de levage polyvalent qui convient aux situations domestiques et institutionnelles. Le RgoSling HighBack offre un soutien pour le corps et la tête. Cela permet une légère inclinaison pour les utilisateurs dont la stabilité du tronc et de la tête est réduite. Les élingues de levage sont particulièrement adaptées au levage vers et depuis une position allongée et au levage depuis le sol.

Spécifications

Marque	Molift
Composition	Polyester et mousse de polyéthylène
Appui-tête	Oui
sku	1550877
Fixation sangles	Boucles
Poids maximal de l'adulte	300 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	XS
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Allround tilband