

## 1540323 - Sharpsafe conteneur à aiguilles 30 L - 1 pc



### Déscription

Réceptacle à aiguilles avec fermeture provisoire et définitive. Antichoc et étanche en position verticale. Grande ouverture de remplissage avec soupape de sécurité anti-détonation contre la perte du contenu. Convient pour distribuer tous les types d'aiguilles, d'épingles et de lames de scalpel.

#### Propriétés:

- L'étiquette dans le moule est résistante à l'humidité, aux autoclaves et aux déchirures.
- Avec poignée pour un transport sûr
- Utilisation d'une seule main facilitée par les accessoires
- Conteneur à aiguilles vide et ouvert, autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Sharpsafe
<b>Dimensions du produit</b>	L 45 cm, H 23 cm, L 41.5 cm
<b>Normes</b>	ISO 23907:2012
<b>sku</b>	1540323
<b>Contenu</b>	30 l
<b>Forme</b>	Carré
<b>Type d'emballage</b>	Pièce