

## 1106678 - Leukostrip S - 4 x 38 mm - 50 x 4 pcs



### Déscription

Les bandes de fermeture de plaie Leukostrip S sont composées à 100 % de polyamide avec une couche adhésive hypoallergénique qui permet une fermeture de plaie pratiquement indolore. Le matériau est élastique et s'étire pour s'adapter à tout gonflement. Une fois que le gonflement a disparu, Leukostrip reprend sa forme initiale. En remplaçant les points de suture le troisième jour postopératoire par une suture de plaie Leukostrip, la cicatrice au niveau de la perforation est réduite au minimum, ce qui permet d'éviter un "effet zip" inesthétique. Leukostrip peut également être associé à des sutures sous-cutanées ou intracutanées, ou utilisé en complément des agrafes.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Smith & Nephew
<b>Composition</b>	100% polyamide
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille Steri-Strip</b>	4 mm x 38 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte