


1546410 - Linido set de fixation assise 2202.200 - 220 3.200



Déscription

Le set de fixation assise comprend:

- Chevilles Fischer UX 10 - 7 pcs
- Vis à bois en acier inoxydable A2 4 x 90 mm - 1 pc
- Vis à bois en acier inoxydable A2 3 x 70 mm - 7 pcs
- Rondelle M8 DIN 125 en acier inoxydable A2 - 7 pcs

Ce kit de fixation est adapté pour monter plusieurs accessoires de salle de bains **Linido** sur le mur:

- Sièges de douche ergonomiques avec dossier / accoudoirs LI2202.2006-xx, LI2203.2006-xx
- Siège de douche avec assise souple avec dossier / accoudoirs LI2223.021x-xx
- Siège de douche avec profondeur d'assise réduite avec dossier / accoudoirs LI2203.001x-xx
- Plaque de réglage en hauteur pour siège de douche avec dossier / accoudoirs, LI2215.1024-xx

Conseils installation aux murs faibles:

En cas de doute sur la solidité du mur, les produits **Linido** avec fixation murale peuvent être sécuritairement fixés via l'arrière du mur à l'aide de contreplaques, disponibles en tant qu'accessoires, et des points de fixation existants. Les contreplaques sont visibles depuis l'arrière du mur. Cliquez sur "Voir aussi" en bas de cette page pour plus d'informations.

Spécifications

Marque	Linido
sku	1546410
Type d'emballage	Pièce