

## 1561401 - ENDOMED 182V



### Déscription

L'Endomed 182V est équipé d'un module à vide intégré. Le vide généré (aspiration) permet au thérapeute de positionner facilement les électrodes de stimulation sur le patient et d'éviter ainsi l'utilisation de sangles de fixation. La stimulation est appliquée au moyen de ventouses ayant des surfaces d'électrode intégrées pour transférer l'électrostimulation sur le tissu cible via des éponges humidifiées.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1561401
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce