

1352443 - Table d'examen Praxis 1 Elite - hauteur variable électrique - Pagode Blue - 1 pc



Déscription

Le Praxis 1 Elite peut être utilisé à de nombreuses fins. En combinaison avec la barre de retenue, ce modèle peut également être utilisé comme table à langer. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profils plus épais, la table est non seulement belle, mais aussi très solide et stable.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Hauteur	42-112 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352443
Couleur	Pagode Blue
Nombre de parties	1-partie
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce