

1560535 - Armoire chauffante - 24 compartiments - 1 pc



Déscription

Les armoires chauffantes de Stöpler sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et conçues pour maintenir les ressources et les matériaux au chaud à la température souhaitée. Ce produit fiable fournit des résultats précis aux professionnels de la santé de diverses institutions.

La construction robuste a une longue durée de vie et une conception légère qui est facile à transporter et à stocker.

Spécifications

| | |
|-------------------------|---------|
| Marque | Stöpler |
| sku | 1560535 |
| Type d'emballage | Pièce |