

1611081 - Surgicel Original 10 x 20 cm - 10 pcs



Déscription

L'hémostatique résorbable SURGICEL™ est un tissu tricoté résorbable stérile préparé par oxydation contrôlée de cellulose régénérée. Le tissu est blanc avec une dominante jaune pâle et a un léger arôme de caramel. Il est solide et peut être suturé ou coupé sans s'effiloche.

L'hémostatique SURGICEL™ est utilisé en complément des procédures chirurgicales pour contribuer à contrôler les hémorragies capillaires, veineuses et des petites artères lorsque la ligature ou d'autres méthodes traditionnelles de contrôle sont peu pratiques ou inefficaces.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Marque | Ethicon |
| Composition | 100 % cellulose oxydée régénérée |
| Stérile | Oui |
| Produits similaires | Oui |
| sku | 1611081 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe III |
| Taille | 10 x 20 cm |
| Type d'emballage | Boîte |