


## 1021504 - Porte-ampoules - 42 ampoules - 21 x 13 x 5 cm - cuir artificiel - noir - 1 pc



## **Déscription**

Etui à ampoules. En plastique dur avec fermeture par emboîtement. Alvéoles en mousse pour 42 ampoules. Extérieur finition simili-cuir.



## **Spécifications**

Marque	Bollmann
Dimensions du produit	L 13 cm, H 5 cm, L 21 cm
Bandoulière réglable	Non
sku	1021504
Produits similaires	Oui
Catégorie	Etui à ampoules
Couleur	Noir
Matériau	Cuir artificiel
Nombre de poches avant	0
Nombre de poches latérales	0
Nombre de poignées	0
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce