

## 1558591 - Bavoirs jetables - 2 plis - découpe arrondie - 38 x 70 cm - 6 x 100 pcs



## **Déscription**

Bavoir jetable 2 épaisseurs avec col rond et canal de drainage en bas.

## **Spécifications**

Marque	Теха
Dimensions du produit	L 38 cm, L 70 cm
Composition	Tissue: 18 g/m², Film PE 0,014 mm
sku	1558591
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte
Type de bavoir	Bavoirs jetables