

1550647 - Ballon de respiration enfants - silicone - 550 ml + 2 masques + reservoir d'oxygène 600 ml - 1 pc



Déscription

Ce ballon de réanimation avec adaptateur de valve PEEP peut prendre en charge la respiration artificielle et la réanimation cœur-poumon. Le réanimateur peut être utilisé pour ventiler un patient en arrêt respiratoire ainsi que pour maintenir la respiration propre du patient et/ou pour fournir de l'oxygène supplémentaire. Pour répondre aux exigences de différentes hauteurs de corps, la fréquence de compression peut être ajustée et un sac de taille appropriée peut être choisi.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Marque | Dahlhausen |
| Inclus : | 2 masques (taille 2 et 3); un ballon de respiration; un réservoir d'oxygène |
| Stérile | Non |
| Réservoir d'oxygène | 600 ml |
| Volume ballon | 500 ml |
| Normes | EN ISO 13485:2016 |
| sku | 1550647 |
| Groupe cible | Enfants |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |