

## 1607374 - Pressure Extension set 20 bar - 2 x 4,1 mm - 100 cm - stérile - 200 pcs



### Déscription

La série de sets de prolongateurs de pression BD I.V., la série DH de lignes de prolongation de pression, est adaptée à une utilisation avec des pompes et des pompes à seringue. Ils peuvent résister jusqu'à 20 bars. Les ensembles de prolongateurs de pression sont exempts de PHT, PVC, DEHP et de latex.

#### Avantages

- Volume de remplissage: 3 ml
- Diamètre 2 mm
- Bouchon d'amorçage
- 1 x Luer femelle
- 1 x Valve anti-siphon
- 1 x Luer mâle
- Résistant aux lipides
- Utilisation avec pompes

### Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte