

1546381 - Linido pied support appui rabattable - inox - blanc - 1 pc



Déscription

Pied support appui rabattable pour console pliante, composé d'un pied auxiliaire réglable, d'une entretoise et d'un bloc de serrage. Réglable en hauteur en continu, peut également être monté ultérieurement sur la console pliante LI2603.3xx, ne s'applique pas à la console pliante LI2603.350, une charge maximale 150 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2614.3004-02
sku	1546381
Catégorie appuis pour toilette	Accessoires pour appui toilette
Type d'emballage	Pièce