

## 1018996 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-stérils - blanc - M - 1 x 200 pcs



### Déscription

Texa® soft Nitrile est un gant d'examen nitrile avec un rapport qualité-prix excellent. Pour des prestations médicaux non-stériles. La solution parfaite pour des personnes souffrantes d'allergie au latex. Non-poudré. Disponible en couleur bleu clair ou blanc en tailles S, M, L et XL.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Poudré</b>	Non
<b>Longueur de la manchette</b>	24 cm
<b>Composition</b>	Nitrile doux
<b>Normes</b>	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
<b>sku</b>	1018996
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Force jusqu'au point de rupture après vieillissement</b>	6N
<b>Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement</b>	6N
<b>Largeur doigt</b>	0,10 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Non applicable
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>épaisseur de la paume</b>	0,08 mm