

**1543925 - Renol coussin de positionnement - 28 x 38 cm x 200 cm -  
1 pc**



## Déscription

Cet oreiller appelé Positioner permet de mobiliser la nuque ou la tête car il s'adapte parfaitement à l'ondulation des vertèbres cervicales grâce à son garnissage en micro-grains. Il s'utilise en position allongée, assise ou semi-assise.

## Spécifications

|   |  |
|---|--|
| <b>Marque</b>                               | Renol  |
| <b>Dimensions du produit</b>                | L 38 cm, L 200 cm  |
| <b>SKU leverancier</b>                      | RCM11100   |
| <b>Normes</b>                               | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>Composition</b>                          | PU   |
| <b>sku</b>                                  | 1543925  |
| <b>Couleur housse</b>                       | Bleu   |
| <b>Lavable</b>                              | n/a  |
| <b>Marque du matériel de positionnement</b> | Renol  |
| <b>Matériel</b>                             | PU   |
| <b>Réglementation Européenne</b>            | MDR - 2017/745/EU - Classe I   |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce  |