

1022780 - HEINE spéculums jetables b-000.11.241 pour otoscope HEINE diagnostic - 4 mm - 1 x 1000 pcs



Déscription

A usage unique. Pour un ajustement plus sûr, une meilleure transmission de la lumière et une meilleure hygiène, nous recommandons d'utiliser les embouts d'otoscope HEINE. Qualité garantie. Pas de bords tranchants. Convient aux otoscopes BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. et mini 3000.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINB-000.11.241
Compatible avec	Otoscope Heine BETA 100; Otoscope Heine K100
sku	1022780
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	4 mm
Type d'emballage	Boîte
type de spéculum	Spéculums jetables