

## 1512327 - C 2.3 Binocular loupes avec bandeau frontal léger - distance de travail 34 cm - avec étui - 1 pc



### Déscription

La loupes binocular C2.3 avec bandeau frontal léger est idéale pour les travaux de laboratoires et pour la médecine générale. La loupes fournissent des images nettes et claires et peuvent être réglées avec précision. Avec seulement 46 g, il s'agit d'une paire de loupes très légère et confortable.

#### Avantages

- Lentilles en verre de silice multi-traitées et résistantes aux rayures
- Réglage fin et flexible
- Les commandes PD réglables indépendantes garantissent un alignement précis de l'optique.
- Les ressorts flexibles s'adaptent à l'anatomie de l'utilisateur
- Distance de travail de 34 cm

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINC-000.32.230
<b>sku</b>	1512327
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce