

## 1512327 - C 2.3 Binocular loupes avec bandeau frontal légèr - distance de travail 34 cm - avec étui - 1 pc



## **Déscription**

La loupes binocular C2.3 avec bandeau frontal légèr est idéale pour les travaux de laboratoires et pour la médecine générale. La loupes fournissent des images nettes et claires et peuvent être réglées avec précision. Avec seulement 46 g, il s'agit d'une paire de loupes trés légère et confortable.

## **Avantages**

- Lentilles en verre de silice multi-traitées et résistantes aux rayures
- Réglage fin et flexible
- Les commandes PD réglables indépendantes garantissent un alignement précis de l'optique.
- Les ressorts flexibles s'adaptent à l'anatomie de l'utilisateur
- Distance de travail de 34 cm

## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINC-000.32.230
sku	1512327
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce