

1573691 - Brassard standard + microphone pour Ergoselect 4/ 5/ 8/ 10/ 12



Déscription

Brassard standard pour des circonférences de bras de 24 à 32 cm. A utiliser avec Ergoselect 4/5/8/10/12.

Spécifications

| Marque | Ergoline |
|---------------------------|------------------------------|
| Portée du brassard | 24 - 23 cm |
| sku | 1573691 |
| Groupe cible | Adultes |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| type de brassard | Crochet velcro |