

1519243 - Attelles de Zimmer doigt - 1,3 x 23 cm - 5 pcs



Déscription

Les attelles de Zimmer pour les doigt en alu-mousse sont légères et stables et ont une grande absorption. Ils peuvent être utilisées sur les plaies ouvertes comme application des désinfectants. L'attelle est hautement malléable, hypoallergénique et autoclavable à 134°C.

Spécifications

Composition	Alu-mousse
sku	1519243
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	13 x 230 mm
Type d'emballage	Pièce