

1551860 - HUMAN TECAR - HCR1002



Déscription

Human Tecar HCR, une technologie qui agit sur la suppression de la douleur et de ses causes. L'appareil stimule l'énergie de l'intérieur des tissus biologiques pour activer les processus réparateurs anti -inflammatoires.

Stimulateur électromagnétique de la microcirculation ESTMC® fonctionnant avec un signal électromagnétique de moyenne fréquence (0,447MHZ) qui est appliqué par contact (et par conséquent sans propagation dans l'espace) sur le tissu biologique au moyen de deux électrodes conductrices spécifiques – à forte et à faible impédance.

Ce principe permet l'activation métabolique du tissu ciblé via la stimulation de la circulation sanguine/lymphatique dans les régions du corps plus ou moins étendues selon que l'objectif est d'agir sur tout l'organisme, sur des zones locales, régionales ou segmentales.

A la différence des autres technologies « Tecar » sur le marché, le Human Tecar HCR1002 ne donne pas un effet de chaleur cutanée et donc superficielle mais une augmentation rapide de température endogène grâce à sa précision d'action!

Spécifications

Marque	Unibell
sku	1551860
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce