

## 1018692 - Melolin compresses non adhésives - stériles - 5 x 5 cm - 1 x 100 pcs



### Déscription

MELOLIN est une compresse très absorbante non-adhérente pour la prise en charge des plaies faiblement à modérément exsudatives telles que les plaies propres et suturées, abrasions et lacérations et brûlures mineures.

Elle est composée de trois couches: Une interface micro-perforée non adhérente à la plaie, une couche absorbante de coton et de fibres de polyester et une face externe hydrophobe de polyester.

L'interface micro-perforée non-adhérente à la plaie facilite le drainage rapide de la plaie en laissant passer l'exsudat ce qui permet de réduire la fréquence de renouvellement. La compresse absorbante absorbe exsudat et saignement et protège la plaie contre les chocs. Le feuillet hydrophobe protège la compresse des souillures externes et prolonge la durée de vie du pansement.

MELOLIN est facilement découpable et conserve son intégrité même coupé.

## Spécifications

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Smith & Nephew                |
| <b>Composition</b>               | Coton, polyester              |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                           |
| <b>sku</b>                       | 1018692                       |
| <b>Couches</b>                   | 3 couches                     |
| <b>Méthode de stérilisation</b>  | Oxide éthylène                |
| <b>Quantité par emballage</b>    | 1 x 100 pcs                   |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe Is |
| <b>Taille</b>                    | 5 x 5 cm                      |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                         |