

1534081 - Compresses thoracales - 70 x 75 cm - stérile - 1 x 15 pcs



Déscription

Ces compresses thoracique sans fils-RX et avec bande de fixation sont conçues pour rembourrer et absorber le sang et les exsudats pendant les interventions chirurgicales. Absorbent en 2 à 2,5 secondes.

Spécifications

SKU leverancier	500-836 (625151A)
Stérile	Oui
sku	1534081
Composition	Tissu de gaze blanchie 100 % coton. Les rubans d'attache sont en 100% coton.
Couches	n/a
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Poids	163 g
Quantité par emballage	1 x 15 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	70 x 75 cm
Type d'emballage	Boîte