

1546289 - Linido appui mural courbé 90° - 500 x 1000 mm - inox/blanc: gauche - 1 pc



Déscription

Le support mural 90° est recommandé pour une utilisation dans les douches ou les baignoires. La partie horizontale du support permet de se tenir debout dans la douche et d'effectuer des transferts. La partie verticale, en combinaison avec un support de pomme de douche, forme une barre coulissante sûre qui sert également de support. Grâce à la longueur de la section verticale, le support de pomme de douche est suffisamment réglable pour les utilisateurs debout ou assis.

Le support à 90° est facile à assembler. Après le montage, les points de fixation facilement accessibles sont recouverts de couvercles en plastique. La 3e bride de l'équerre à 90° assure une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Le support mural Ergogrip 90 degrés a une capacité de charge maximale de 150 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0034-02
Angle de pliage de 60°	Oui
sku	1546289
Appui mural	500 x 1000 mm
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux courbés
Couleur	Inox/blanc
Matériel	Inox époxé
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce