

1541332 - Bassin réniforme - 700 ml - jetable - carton - non-stéril - 300 pcs



Déscription

Bassin réniforme multifonctionnel en fibres de cellulose et à usage unique. Le bassin réniforme a un large éventail d'utilisations dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les établissements de soins résidentiels pour la collecte de fluides corporels ou pour l'insertion d'instruments en fonction de leur utilisation avant le nettoyage. Les mâchoires sont résistantes à l'humidité et faciles à recycler après utilisation. Stocker le bassinnet entre 15-30° avec une humidité relative de 50-60%.

Le bassin réniforme sont impérmeable pendant 24u, à l'eau, au sang, à l'acide acétique, au formaldéhyde, à la solution d'urée et au peroxyde d'hydrogène.

Spécifications

Marque	Maimed
Dimensions du produit	L 15 cm, H 25.2 cm
Poids du produit	0.019 kg
SKU leverancier	00076065
Profondeur du produit	4.6 cm
Usage unique	Oui
Résistant à l'humidité	Oui
Composition	100% cellulose
Stérile	Non
Normes	ISO 9001
sku	1541332
Contenu	700 ml
Couleur	Gris
Type d'emballage	Carton