

## 1024857 - WelchAllyn welch allyn poignée rechargeable li-ion - noire - 1 pc



### Déscription

Cette poignée est un élément indispensable du système diagnostique de Welch Allyn. Elle permet de connecter différents embouts Welch Allyn, facilitant ainsi la réalisation d'examens diagnostiques précis.

Compatible avec toutes les têtes 3,5 Volts de Welch Allyn.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1024857
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>Type d'emballage</b>	Pièce