

1549924 - Schiller Logiciel Medilog Darwin2 Enterprise



Déscription

L'ANALYSE ECG PRÉCISE ET POUSSÉE

Logiciel Medilog DARWIN2 Enterprise : doté des fonctions uniques d'analyse des ondes P auriculaires et de détection de l'apnée.

DARWIN2 se distingue par sa très grande simplicité d'utilisation et son extrême rapidité. L'analyse automatique d'un enregistrement Holter sur 24 heures prend moins de 90 secondes et livre des résultats extrêmement précis.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Schiller |
| sku | 1549924 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |