

## 1533524 - Manchette bras LymphAssist - 12 compartiments - 78 cm



### Déscription

Brassard à bras complet à utiliser avec l'Hydroven 12 LymphAssist Professional. Disponible en différentes tailles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Circonférence épaule</b>	62 cm
<b>Circonférence de la main</b>	44 cm
<b>sku</b>	1533524
<b>Longueur</b>	78 cm
<b>Membre</b>	Bras
<b>Nombre de compartiments</b>	12 compartiments
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'accessoire</b>	Brassard
<b>Type d'appareil</b>	LymphAssist
<b>Type d'emballage</b>	Pièce