

1625870 - EUROMEDIS Gants - latex - stériles - légèrement poudrés - L (8,5) - 50 paires



Déscription

De **Euromedis stérile chirurgische latexhandschoen met poeder** is geschikt voor alle soorten chirurgische ingrepen. Dankzij het **anatomische ontwerp** sluit de handschoen perfect aan op de natuurlijke vorm van de vingers, wat zorgt voor meer comfort en precisie tijdens langdurige procedures. De **ruwe textuur** biedt een uitstekende grip, terwijl de **omgerolde rand** en de **polymercoating** het aantrekken vergemakkelijken en de glijeigenschappen versterken. Met een **manchetlengte van 300 mm** biedt deze handschoen extra bescherming van de onderarm.

Spécifications

Marque	Euromedis
Sans latex	Oui
Poudré	Oui
Longueur de la manchette	300 cm
sku	1625870
Stérile	Oui
Taille	L (8,5)
Type d'emballage	Boîte