

1533331 - Manchette bras Hydroven 3 - 1 compartiment - 68 cm - 1 pc



Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Circonférence épaule	62 cm
Circonférence de la main	44 cm
sku	1533331
Longueur	68 cm
Membre	Bras
Nombre de compartiments	1 compartiment
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'accessoire	Brassard
Type d'appareil	Hydroven
Type d'emballage	Pièce