

1104990 - Manchette à velcro - M - L (22 cm-42 cm) - 1 pc



Déscription

Le brassard souple Microlife est disponible en différentes tailles pour assurer un ajustement parfait tout en garantissant la plus grande précision lors des mesures de la pression artérielle. Pour garantir une hygiène optimale, le brassard est lavable.

Le brassard est exempt de latex et convient aux patients allergiques. Lavable à basse température

- Ballon en TPU
- Testé et validé cliniquement
- Manchette de forme conique
- Comprend 2 connecteurs de brassard pour garantir l'adaptation du brassard à tout tensiomètre Microlife.

Spécifications

Marque	Microlife
sku	1104990
Normes	EN ISO 13485:2016
Produits similaires	Oui
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro