

1552183 - ENDOPRESS 442



Déscription

L'EndoPress 442 est un appareil de pressothérapie ultra silencieux pour un traitement de drainage lymphatique efficace et confortable pour le patient. Il est pour les thérapeutes une aide importante dans le cadre de massage drainant intensif.

Le drainage lymphatique, vise à stimuler les nœuds lymphatiques et le système de circulation des lymphes par un massage spécifique et subtil, duquel résulte l'élimination d'eau évacuant ainsi les déchets situés entre les cellules.

L'EndoPress 442 est équipé de différents protocoles, ce qui offrent une grande variation dans les réglages de la pression dans les différentes cellules. Cela permet d'appliquer différentes techniques de drainage lymphatique, rendant l'appareil unique.

Caractéristiques

- La pression est réglable par compartiment
- Jambières à 9 compartiments
- Brassards à 7 compartiments
- Un compresseur très silencieux et puissant
- Commande simple sur l'écran LCD graphique
- Plus de 15 protocoles préprogrammés
- 50 protocoles à programme libre
- L'EndoPress est mobile sur roulettes
- Offre un grand confort au patient et au thérapeute

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552183
Type d'emballage	Pièce