

1603628 - Kaltostat® pansement pour cavité - stérile - 2 gr - blanc - 5 pcs



Déscription

Le pansement Kaltostat® à base d'alginate de calcium et de sodium possède des propriétés nettoyantes et absorbantes pour les plaies présentant des débris épais et un effet hémostatique pour les plaies saignantes. En outre, le pansement Kaltostat® a un effet hémostatique sur les plaies légèrement hémorragiques et peut être utilisé pour les sites donneurs. Kaltostat® absorbe, fournit un environnement humide à la plaie et favorise le nettoyage de la plaie. Kaltostat® peut rester en place jusqu'à 7 jours. (Au fur et à mesure que la cicatrisation progresse, la fréquence des changements de pansements diminue).

Bénéfices

- Cruris ulcéreux, ulcères de pression et ulcères diabétiques
- Plaies aiguës telles que les sites donneurs
- Plaies oncologiques
- Brûlures au troisième degré, en tant qu'éponge chirurgicale et pour les plaies qui saignent abondamment

Ce pansement est déconseillé aux patients connus pour leur hypersensibilité à l'alginate de calcium et de sodium. L'action du pansement reposant sur l'interaction avec l'exsudat de la plaie, son application sera peu utile dans le cas de plaies nécrotiques sèches.

Spécifications

Marque	convatec
sku	1603628
Emballer	Par 5 pieces
Poids	2 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Boîte