

## 1510793 - Anses auriculaires jetables - vert - 1 x 50 pcs



## **Déscription**

Les anses auriculaires MicroLoop® vert sont légèrement plus rigides mais en moins flexibles et conçue pour éliminer les bouchons de cérumen tenaces. L'avantage de Microloop par rapport aux curettes plus dures en acier inoxydable est qu'elles provoquent moins de douleur et d'inconfort, tout en réduisant le risque d'endommager ainsi que la membrane tympanique.

## **Spécifications**

Marque	Bionix
sku	1510793
Qualité instruments	Jetable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte