

1603451 - DuraShock DS54 - tensiomètre manuel - Kit de brassards pour adultes - 2 pièces (1 tube) et étui - 1 pc



Déscription

Le Welch Allyn DuraShock DS54 est un tensiomètre manuel. Il est livré complet avec un brassard Flexiport n° 11 (25 cm - 34 cm).

Il est également fourni avec une pochette de rangement dans laquelle vous pouvez ranger le DuraShock. La gamme DuraShock se caractérise par des modèles résistants aux chocs et dépourvus d'engrenages. Cette technologie offre de nombreux avantages par rapport aux autres tensiomètres traditionnels (manuels).

L'écran est clair et offre un contraste élevé. De plus, les chiffres sont gravés au laser sur le cadran, ce qui garantit une lecture encore plus précise.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1603451
Mémoire	Non
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce