

1549416 - Set pièce de rechange 3M™ Littmann® classic II Pediatric - noir - 1 set



Déscription

Chaque article est soigneusement fabriqué pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope 3M™ Littmann®. Le Kit de pièces de rechange des stéthoscopes pédiatriques 3M™ Littmann® Classic II contient une bague noire, une bague grise et une membrane flottante.

Spécifications

Marque	3M [™]
sku	1549416
Couleur	Noir
Type d'emballage	Set