

1352391 - Table d'examen Kombi Elite - hauteur variable électrique - Pagode Blue - 1 pc



Déscription

Le Kombi Elite est le successeur du célèbre Kombi. Cette table a une portée énorme de 42 à 112 cm et contribue ainsi à l'ergonomie sur le lieu de travail. En raison de la position la plus élevée de 112 cm, les traitements peuvent souvent être effectués en position debout. Grâce à la répartition unique des surfaces, la table peut être utilisée pour presque tous les traitements dans le cabinet d'un médecin ou d'une sage-femme. Les pieds arrondis et les profils plus épais ne font pas seulement la beauté de la table, ils la rendent également très solide et stable.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 184 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Hauteur	42-112 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352391
Couleur	Pagode Blue
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce