

## 1543534 - MG 21 appareil de massage - infrarouge - 1 pc



### Déscription

L'appareil de massage infrarouge MG 21 offre un massage par vibrations bien-être détente. Vous pouvez ajuster le massage à votre convenance grâce aux 3 embouts de massage interchangeables. La chaleur infrarouge peut être sélectionnée séparément et 2 niveaux de fonction (massage par vibrations, massage par vibrations avec chaleur infrarouge.)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 7 cm, H 7 cm, L 34 cm
<b>SKU leverancier</b>	64811
<b>Puissance</b>	6 W
<b>Fonction de chaleur</b>	Non
<b>Chaleur infrarouge</b>	Oui
<b>Programmes de massage</b>	1
<b>Nombre de fonctions</b>	2
<b>Nombre de têtes de massage</b>	3
<b>sku</b>	1543534
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce