

1543534 - MG 21 appareil de massage - infrarouge - 1 pc



Déscription

L'appareil de massage infrarouge MG 21 offre un massage par vibrations bien-être détente. Vous pouvez ajuster le massage à votre convenance grâce aux 3 embouts de massage interchangeable. La chaleur infrarouge peut être sélectionnée séparément et 2 niveaux de fonction (massage par vibrations, massage par vibrations avec chaleur infrarouge.)

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 7 cm, H 7 cm, L 34 cm
SKU leverancier	64811
Puissance	6 W
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Oui
Programmes de massage	1
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	3
sku	1543534
Produits similaires	Non
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce