

1103135 - 3M™ mousse microfoam - 5 cm x 5 m - 6 pcs



Déscription

Le tape de 3M™ Microfoam™ est tape en mousse élastique, hypoallergénique et hautement moulable. Grâce à sa résistance, le plâtre convient parfaitement aux zones difficiles et aux applications spéciales.

Avantages

- Le plâtre est à la fois ferme et souple, suit tous les mouvements sans problème et permet des pansements extrêmement tolérables et confortables.
- Peut être utilisé pour les œdèmes, mais aussi comme pansement compressif.
- Déperlant et permettant à la peau de respirer.
- Ne laisse aucun résidu sur la peau
- Hypoallergénique et sans latex
- Perméable aux rayons X



Spécifications

Marque	3M [™]
Stérile	Non
Compresse	Non
Sans latex	Oui
Composition	Mousse élastique
sku	1103135
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	5 cm x 5 m
Type d'emballage	Boîte