

1544792 - Sangle universelle avec tête - avec clips - M - 1 pc



Déscription

Une sangle universelle avec des clips, un appui-tête et des sections de jambes rembourrées divisées. Ce harnais convient aux transferts généraux et possède une petite ouverture à des fins hygiéniques, des baleines amovibles à l'arrière. A une capacité de charge maximale de 220 kg, peut être lavé à 85° et peut être séché au sèche-linge à basse température de maximum 50°. L'écharpe est en 100% polyester et sèche rapidement après du contact avec de l'eau.

Mesures du tour d'épaule :

Small 86-96 cm
Medium 96-108 cm
Large 108-130 cm
Extralarge 130-144 cm
Extra extra large 144-160 cm

Dimensions hauteur :

Small 66-74 cm
Medium 74-80 cm
Large 80-88 cm
Extralarge 88-100 cm
Extra extralarge 96-104 cm
Extra extra large 96-104 cm

Spécifications

Marque	Silvalea
Composition	100% polyéstre
Sans latex	Oui
Normes	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Appui-tête	Oui
sku	1544792
Fixation sangles	Clips
Poids maximal de l'adulte	220 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	M
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Règle télescopique