

## 1544792 - Sangle universelle avec têtière - avec clips - M - 1 pc



### **Déscription**

Une sangle universelle avec des clips, un appui-tête et des sections de jambes rembourrées divisées. Ce harnais convient aux transferts généraux et possède une petite ouverture à des fins hygiéniques, des baleines amovibles à l'arrière. A une capacité de charge maximale de 220 kg, peut être lavé à 85° et peut être séché au sèche-linge à basse température de maximum 50°. L'écharpe est en 100% polyester et et sèche rapidement après du contact avec de l'eau.

#### Mesures du tour d'épaule :

Small 86-96 cm Medium 96-108 cm Large 108-130 cm Extralarge 130-144 cm Extra extra large 144-160 cm

#### **Dimensions hauteur:**

Small 66-74 cm
Medium 74-80 cm
Large 80-88 cm
Extralarge 88-100 cm
Extra extralarge 96-104 cm
Extra extra large 96-104 cm



# **Spécifications**

Marque	Silvalea
Sans latex	Oui
Composition	100% polyéstre
Normes	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Appui-tête	Oui
sku	1544792
Fixation sangles	Clips
Poids maximal de l'adulte	220 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	M
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Règle télescopique