

1103443 - Seca 336 pèse-bébé digitale avec poignée de transport pratique - classe III - 20 kg - 1 pc



Déscription

La technologie moderne n'est utile que si elle répond aux attentes du quotidien. Le pèse-bébé électronique seca 336 possède tous les atouts permettant de d'optimiser le travail quotidien dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Facile à utiliser, mobile et robuste à la fois, il répond à toutes les attentes que l'on se fait d'un pèse-bébé idéal pour la pédiatrie.

- Maniable et facile à transporter.
- Plateau de pesée extra-plat peu encombrant.
- Affichage LCD rétroéclairé bien lisible.
- En option : toise électronique seca 234 ou toise mécanique seca 232 n.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Poids max.	20 kg
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1103443
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	5 g < 10 kg > 10 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques