

## 1105523 - Elmasonic Med 60 - excl. panier - 1 pc



### Déscription

Les machines Elmasonic Med sont utilisées pour le pré-nettoyage des instruments, des prothèses et des implants dans les centres médicaux et dentaires, les hôpitaux, les laboratoires dentaires, les centres de podologie, les studios de tatouage et de piercing. La combinaison d'une fréquence ultrasonique de 37 kHz et de 5 modes ultrasoniques permet d'éliminer même les contaminations les plus tenaces.

### Spécifications

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Marque</b>                           | Elma Sonic                   |
| <b>Volume de la gobelet</b>             | 4300 ml                      |
| <b>Dimension extérieure (L X H x P)</b> | 370 x 275 x 210 mm           |
| <b>Dimensions intérieures</b>           | 275 x 145 x 125 mm           |
| <b>sku</b>                              | 1105523                      |
|   | Non                          |
| <b>Réglementation Européenne</b>        | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>                 | Pièce                        |